

Когда-нибудь слышали об **UV Activator**?

Для каждого пациента предусмотрен оптимальный план лечения



Всего каких-то 20 секунд!

Испытайте 20 секундную гидрофильную обработку поверхности с новым UV Activator!

	Влажный	Сухой	
		Длина волн UV-A	UV Активатор DIO
Метод активации	Активируется в процессе производства, поставляется в упаковке, наполненной раствором	UV активация перед использованием	UV активация перед использованием
Продолжительность активации		20 часов ↑	Всего 20сек
		← 3,600 раз быстрее! →	

Подходит ли UV активация Вам?

Рассмотрите основные показания:

Слабые кости,
недостаточная
костная масса

Отсутствие
множества
зубов

Пожилрой
возраст